


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Eif4Ebp1 (T70) Pour Wb, Elisa - Q13541

Numéro d'article: CM0001903



Introduction

Détection spécifique de l'eIF4EBP1 phosphorylé au niveau du Thr70 avec cet anticorps monoclonal de lapin. Validé pour WB et ELISA, réagit croisée avec l'Homme et la Souris. Idéal pour les études de signalisation mTOR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-eIF4EBP1-T70 mAb de lapin
Remarques / Alias	BP-1 ; 4EBP1 ; 4E-BP1 ; PHAS-I ; Phospho-eIF4EBP1-T70
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1978
ID du gène	1978
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique phosphorylé autour de T70 de l'eIF4EBP1 humain (NP_004086.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13541
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace