

## Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Enos-S1177 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P29474

Numéro d'article: CM0000673



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'eNOS humain phosphorylé au niveau du Ser1177. Convient pour WB, IHC-P et ELISA, détecte l'eNOS humain et murin. L'eNOS produit du monoxyde d'azote essentiel pour la relaxation vasculaire et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | Phospho-eNOS-S1177 Rabbit pAb                                                                               |
| Remarques / Alias            | eNOS; ECNOS; Phospho-eNOS-S1177                                                                             |
| Espèce                       | Humain                                                                                                      |
| Identifiant de gène (Humain) | 4846                                                                                                        |
| Identifiant de gène          | 4846                                                                                                        |
| Immunogène                   | Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S1177 de l'eNOS humain (NP_000594.2) |
| Origine                      | Lapin                                                                                                       |
| Catégorie                    | Anticorps phosphorylés                                                                                      |
| Applications                 | WB, IHC-P, ELISA                                                                                            |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris                                                                                              |
| SWISS                        | P29474                                                                                                      |
| Poids protéique              | 133 kDa                                                                                                     |
| Expédition                   | Sachet de glace                                                                                             |