

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Enos (S1177) Pour Wb, Elisa - P29474

Numéro d'article: CM0001962



Introduction

Spécifique au résidu Ser1177 phosphorylé de l'eNOS humain, cet anticorps monoclonal de lapin est validé pour le Western blot et l'ELISA, soutenant la recherche sur la fonction endothéliale et les maladies cardiovasculaires. SWISS P29474.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Phospho-eNOS-S1177
Remarques/Alias	eNOS ; ECNOS ; Phospho-eNOS-S1177
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4846
GeneID	4846
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S1177 de l'eNOS humain (NP_000594.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29474
Poids de la protéine	133 kDa
Expédition	Sac de glace