

Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1222 Pour Wb, Elisa - P21860

Numéro d'article: CM0001760



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-ErbB3/HER3-Y1222 validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'ErbB3 humain. Cible la phosphorylation au niveau Y1222, idéal pour la détection phospho-spécifique dans les études de signalisation HER3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-ErbB3/HER3-Y1222
Remarques/Alias	HER3 ; FERLK ; LCCS2 ; VSCN1 ; ErbB-3 ; c-erbB3 ; erbB3-S ; MDA-BF-1 ; c-erbB-3 ; p180-ErbB3 ; p45-sErbB3 ; p85-sErbB3 ; Phospho-ErbB3/HER3-Y1222
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2065
GeneID	2065
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1222 de l'ERBB3 humain (P21860).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21860
Poids protéique	148 kDa
Expédition	Sac de glace