

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-ErbB3/Her3-Y1289 Pour Wb, Elisa - P21860

Numéro d'article: CM0001055



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique du phospho-site dirigé contre ErbB3 (HER3) Y1289, validé pour WB et ELISA. Détecte l'ErbB3 humain phosphorylé sur la tyrosine 1289, adapté à l'étude de la signalisation des récepteurs tyrosine kinase dans la recherche épithéliale et cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin Phospho-ErbB3/HER3-Y1289
Remarques/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; Phospho-ErbB3/HER3-Y1289
Espèce	Humain
GeneID	2065
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1289 de l'ErbB3 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P21860
Poids Protéique	148kDa
Expédition	Sac de glace