

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Erk1 (T202) + Erk2 (T185) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Numéro d'article: CM0001133



### Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin spécifique au phospho-déetecte ERK1 phosphorylé en T202 et ERK2 en T185. Validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études de la voie de signalisation MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185 mAb Lapin                                                           |
| Remarques/Alias     | H3.4; H3/g; H3FT; H3t; H3/A; H3FA; ERK1 / ERK2; Phospho-ERK1-T202 + ERK2-T185                     |
| Espèce              | Humain                                                                                            |
| ID de Gène (Humain) | 5594/5595                                                                                         |
| ID de Gène          | 5594/5595                                                                                         |
| Immunogène          | Peptide Synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T202 de l'ERK1 humaine (P27361). |
| Source              | Lapin                                                                                             |
| Catégorie           | Anticorps Phosphorylés                                                                            |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                  |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                               |
| SWISS               | P28482/P27361                                                                                     |
| Poids Protéique     | 42,44kDa                                                                                          |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                      |