


Anti-Phospho-Erk1-T202/Y204 + Erk2-T185/Y187 Lapin Pab Pour Wb, If, Elisa - P28482 / P27361

Numéro d'article: CM0001108



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-ERK1 (T202/Y204) + ERK2 (T185/Y187) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité humaine, souris, rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation MAPK/ERK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 Lapin pAb
Remarques/Alias	MAPK1/MAPK3; Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5594/5595
ID de gène	5594/5595
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28482/P27361
Poids de la protéine	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace