


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Erk1 Phosphorylé Y204 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P27361

Numéro d'article: CM0001152



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique d'ERK1 phosphorylé au niveau du résidu Y204. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ERK1-Y204 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; Phospho-ERK1-Y204
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5595
GeneID	5595
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27361
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace