


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Esr α -S118 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P03372

Numéro d'article: CM0000770



Introduction

L'anticorps polyclonal Phospho-ESR α -S118 de lapin détecte le récepteur alpha des estrogènes phosphorylé (Ser118) dans des échantillons humains. Applications : WB, IF/ICC, ELISA. Poids moléculaire : 66 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ESR α -S118 pAb de lapin
Remarques / Alias	ER ; ESR ; Era ; ESRA ; ESTRR ; NR3A1 ; Phospho-ESR α -S118
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2099
GenelD	2099
Immunogène	Peptide synthétique (Peptide phosphorylé synthétique autour de S118 du récepteur alpha des estrogènes humain (ESR1) (NP_000116.2).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P03372
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace