


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Fak-Y576/Y577 Pour Wb, Elisa - Q05397

Numéro d'article: CM0001390



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique détectant la FAK phosphorylée sur Y576 et Y577. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Essentiel pour la recherche sur la signalisation des adhésions focales, la migration cellulaire et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Phospho-FAK-Y576/Y577 AcM de lapin                                                        |
| Remarques/Alias                  | FAK ; FADK ; FAK1 ; FRNK ; FADK 1 ; PPP1R71 ; p125FAK ; pp125FAK                          |
| Espèce                           | Humain                                                                                    |
| Identifiant du gène (Humain)     | 5747                                                                                      |
| Identifiant du gène              | 5747                                                                                      |
| Immunogène                       | Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y576 & Y577 de la FAK humaine (NP_722560.1). |
| Source                           | Lapin                                                                                     |
| Catégorie                        | Anticorps phosphorylés                                                                    |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                 |
| Réactivité croisée               | Souris                                                                                    |
| SWISS                            | Q05397                                                                                    |
| Poids moléculaire de la protéine | 119 kDa                                                                                   |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                              |