


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Fak-Y925 Pour Wb, Elisa - Q05397

Numéro d'article: CM0001512



Introduction

pAc de lapin spécifique du phospho-site ciblant FAK (Y925). Validé pour des échantillons humains en WB et ELISA. Détecte la kinase d'adhésion focale 1 phosphorylée sur la tyrosine 925, essentielle pour la recherche sur la migration cellulaire, l'adhésion et la signalisation des intégrines. SWISS : Q05397.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-FAK-Y925 pAc Lapin
Remarques/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK; Phospho-FAK-Y925
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5747
ID de Gène	5747
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide phosphorylé synthétique autour de Y925 de FAK humain (NP_722560.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q05397
Poids Protéique	119kDa
Expédition	Sac de glace