

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Fgfr1 (Y653) Pour Wb, Elisa - P11362

Numéro d'article: CM0000613



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Phospho-FGFR1 (Y653) validé pour WB, ELISA sur Humain, Souris, Rat. Détecte le FGFR1 phosphorylé sur la tyrosine 653, une kinase à récepteur tyrosine essentielle pour le développement embryonnaire et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-FGFR1-Y653 Lapin pAb
Remarques/Alias	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Phospho-FGFR1-Y653
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2260
GeneID	2260
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y653 du FGFR1 humain (NP_075598.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11362
Poids Protéique	92kDa
Expédition	Sac de glace