

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Fgfr1 (Y653/Y654) Pour Wb, Elisa - P11362

Numéro d'article: CM0001065



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du FGFR1 phosphorylé (Tyr653/Tyr654). Vérifié pour Western blot et ELISA sur échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de la signalisation FGFR dans le développement et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-FGFR1-Y653/Y654 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CEK; FLG; HH2; OGD; ECCL; FLT2; KAL2; BFGFR; CD331; FGFBR; FLT-2; HBGFR; N-SAM; FGFR-1; HRTFDS; bFGF-R-1; Phospho-FGFR1-Y653/Y654
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2260
GeneID	2260
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de Y653 & Y654 du Phospho-FGFR1-Y653/Y654 humain (NP_075598.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P11362
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sachet de glace