


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Flt3-Y589/591 Pour Wb, Elisa - P36888

Numéro d'article: CM0001666



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Phospho-FLT3-Y589/591 détecte spécifiquement la phosphorylation au niveau de Y589/591 de la tyrosine kinase récepteur FLT3 humaine. Adapté pour le Western blot et l'ELISA, il soutient la recherche sur la signalisation hématopoïétique et la leucémie myéloïde aiguë.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac pAb de Lapin Phospho-FLT3-Y589/591
Remarques/Alias	FLK2 ; STK1 ; CD135 ; FLK-2 ; Phospho-FLT3-Y589/591
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2322
ID du Gène	2322
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y589 & Y591 du FLT3 humain (NP_004110.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P36888
Poids Moléculaire Protéique	113 kDa
Expédition	Sac de glace