

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Foxo1-T24/Foxo3A-T32/Foxo4-T28 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12778 / O43524 / P98177

Numéro d'article: CM0001794



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique reconnaissant FOXO1 (T24), FOXO3A (T32) et FOXO4 (T28). Idéal pour étudier la signalisation de l'insuline, l'apoptose et la régulation métabolique dans des échantillons humains, murins et de rat via WB, IHC-P et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb (Anticorps polyclonal) de lapin anti-Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
Remarques/Alias	FoxO1/FoxO3a/FoxO4 ; Phospho-FOXO1-T24/FOXO3A-T32/FOXO4-T28
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2308/2309/4303
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la T24 de FOXO1/FOXO3A/FOXO4 humain (FOXO1 NP_002006.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12778/O43524/P98177
Expédition	Glacière