

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Foxo3A (Ser294) Pour Wb, Elisa - O43524

Numéro d'article: CM0001537



Introduction

Le pAc de lapin Phospho-FOXO3A (Ser294) détecte le FOXO3A humain, souris et rat phosphorylé en S294. Adapté pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de l'apoptose, de l'autophagie et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-FOXO3A-S294 pAc Lapin
Remarques/Alias	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2; Phospho-FOXO3A-S294
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2309
ID de Gène	2309
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S294 du FOXO3A humain (NP_001446.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O43524
Poids Protéique	71kDa
Expédition	Sac de glace