

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Fyn-S21 Pour Wb, Elisa - P06241

Numéro d'article: CM0001023



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Phospho-Fyn-S21 (humain, 61 kDa) pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur les rôles de la kinase Fyn dans l'adhésion cellulaire, la réponse immunitaire et la signalisation neuronale.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	Phospho-Fyn-S21 pAb de lapin
Remarques/Alias	SLK ; SYN ; p59-FYN ; Phospho-Fyn-S21
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2534
Identifiant du gène	2534
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S21 de Phospho-Fyn-S21 humain (NP_002028.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06241
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace