


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Gab1 (Y307) Pour Wb, Elisa - Q13480

Numéro d'article: CM0000762



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Y307 phosphorylée de la GAB1 humaine, adapté pour WB et ELISA. Détecte la GAB1 de souris (poids moléculaire prédit : 77 kDa). Idéal pour l'étude de la signalisation par EGFR, le récepteur de l'insuline et MET/HGF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-GAB1-Y307 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DFNB26; Phospho-GAB1-Y307
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2549
ID du gène	2549
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la Y307 de la GAB1 humaine (NP_002030.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q13480
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace