


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Gcn2 (T899) Pour Wb, Elisa - Q9P2K8

Numéro d'article: CM0001994



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-GCN2-T899 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la GCN2 humaine phosphorylée sur la thréonine 899. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress intégrée et la privation en acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-GCN2-T899 pAb lapin
Remarques/Alias	GCN2; PVOD2; Phospho-GCN2-T899
Espèce	Humain
GeneID (humain)	440275
GeneID	440275
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour de T899 de la Phospho-GCN2-T899 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q9P2K8
Poids de la protéine	187 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant