


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Glur1/Gria1-S849 Pour Wb, Elisa - P42261

Numéro d'article: CM0001138



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sérine 849 phosphorylée de GluR1/GRIA1 humain. Convient pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Un outil essentiel pour l'étude de la signalisation des récepteurs du glutamate en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-GluR1/GRIA1-S849 Lapin pAb
Remarques/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; Phospho-GluR1/GRIA1-S849
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2890
ID de gène	2890
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide spécifique de la phosphorylation correspondant aux résidus entourant le S849 de GluR1/GRIA1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42261
Poids moléculaire	102kDa
Expédition	Sac de glace