

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Gsk3A (S21) - P49840

Numéro d'article: CM0000607



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la GSK3α phosphorylée au Ser21 (Humain) pour WB, IP, ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation Wnt, de la résistance à l'insuline, de l'apoptose et de la maladie d'Alzheimer. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-GSK3α-S21 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSK3 alpha; GSK3A; Phospho-GSK3α-S21
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2931
GeneID	2931
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du S21 de la GSK3α humaine (NP_063937.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49840
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace