


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Gys1 (S641) Pour Wb, Elisa - P13807

Numéro d'article: CM0001910



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique de la phospho-cible dirigé contre le GYS1 humain au site de phosphorylation S641. Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur le métabolisme du glycogène et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-GYS1-S641 Lapin mAb
Remarques/Alias	GSY; GYS; Phospho-GYS1-S641
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2997
GenelD	2997
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du S641 du Glycogène synthase 1 humain (GYS1) (P13807)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P13807
Poids Protéique	84kDa
Expédition	Sac de glace