


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Gys1-S641 Pour Wb, Elisa - P13807

Numéro d'article: CM0001840



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GYS1 phosphorylé sur Ser641, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la synthèse du glycogène et la régulation métabolique. Bande détectée à ~84 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-GYS1-S641 pAb de Lapin
Remarques/Alias	GSY ; GYS ; Phospho-GYS1-S641
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2997
GeneID	2997
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S641 de la Glycogène synthase 1 humaine (GYS1) (NP_002094.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13807
Poids Moléculaire Protéique	84kDa
Expédition	Sac de glace