


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Hdac2 (S394) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92769

Numéro d'article: CM0001190



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant HDAC2 au niveau de Ser394, validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat, idéal pour les études sur la régulation épigénétique et transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HDAC2-S394 Lapin pAb
Remarques / Alias	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; Phospho-HDAC2-S394
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3066
Identifiant du gène	3066
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide phospho-spécifique correspondant aux résidus autour de S394 de l'HDAC2 humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92769
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace