


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Hdac4-S246 + Hdac5-S259 + Hdac9-S220 - P56524 / Q9Uql6 / Q9Ukv0

Numéro d'article: CM0001682



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant HDAC4 phosphorylé (S246), HDAC5 (S259) et HDAC9 (S220). Adapté pour WB, IHC-P, ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Régulateur de la chromatine et répresseur de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220
Remarques/Alias	HDAC4/HDAC5/HDAC9 ; Phospho-HDAC4-S246 + HDAC5-S259 + HDAC9-S220
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9759/10014/9734
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56524/Q9UQL6/Q9UKV0
Poids moléculaire protéique	57-65 kDa/97-122 kDa
Expédition	Sac de glace