


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Her2/ErbB2 (Y1221/1222) Pour Wb, Elisa - P04626

Numéro d'article: CM0000825



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phosphosite détectant HER2/ErbB2 phosphorylé sur Y1221/1222. Validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA sur échantillons humains. Idéal pour la recherche en oncologie et signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HER2/ErbB2-Y1221/1222 Lapin pAb
Remarques/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); Phospho-HER2/ErbB2-Y1221/1222
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2064
GeneID	2064
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de Y1221 & Y1222 de HER2/ERBB2 humain (NP_004439.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04626
Poids de la protéine	138kDa
Expédition	Sac de glace