

Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17 Pour Wb, Elisa - P16402 / P10412

Numéro d'article: CM0001370



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de la T17 phosphorylée de l'Histone H1.3 et H1.4. Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine et les études sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17 mAb lapin
Remarques/Alias	H1.3; H1D; H1F3; H1s-2; Phospho-Histone H1.3-T17/Histone H1.4-T17
Espèce	Humain
GeneID	3007/3008
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16402 / P10412
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac à glace