


Anti-Histone H2A-S129 Phosphorylé Lapin Pab - P04911

Numéro d'article: CM0000860



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sérine 129 phosphorylée de l'histone H2A, validé pour IHC-P et ELISA avec réactivité croisée humaine/rat. Utile pour la recherche sur la réparation de l'ADN, la chromatine et le code des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Histone H2A-S129 Lapin pAb
Remarques/Alias	H2A1, SPT11, Phospho-Histone H2A-S129
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H2A
GeneID	851811
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S129 de l'histone H2A de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (NP_010511.3?)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04911
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace