


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Histone H2Ax-S139 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

Numéro d'article: CM0001445



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-Histone H2AX-S139 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat ; 15 kDa. Pour l'analyse des voies de dommages et de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-Histone H2AX-S139
Remarques/Alias	H2A.X ; H2A/X ; H2AFX ; Phospho-Histone H2AX-S139
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	H2A
ID du gène	3014
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16104
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace