


Anticorps Monoclonal Anti-Histone H3 Phosphorylée (S10) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0000443



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Histone H3 phosphorylée sur le sérine 10, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Composant central du nucléosome ; la phosphorylation marque la condensation mitotique de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Histone H3-S10 Rabbit mAb
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S10
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8350
Identifiant du gène	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S10 de l'Histone H3 humaine (P68431).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prévu)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac isotherme