


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Histone H3-S10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0001830



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Phospho-Histone H3-S10 validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour l'étude de la signalisation mitotique et de la recherche sur le code des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Histone H3-S10 Lapin pAb
Remarques/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Phospho-Histone H3-S10
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	H3
ID de Gène	8290/8350
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S10 de l'histone H3 humaine (NP_003484.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace