


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Histone H3-S28 Pour Wb, Ip, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0001278



Introduction

Anticorps monoclonal lapin phospho-spécifique ciblant l'Histone H3 phosphorylée sur la sérine 28. Validé pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Histone H3-S28 Rabbit mAb
Remarques / Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-S28
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S28 de l'Histone H3 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace