


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Histone H3-T11 Pour Wb - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0001734



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-Histone H3-T11 validé pour WB, IF, IHC, ChIP et ELISA. Reconnaît l'Histone H3 phosphorylée sur la Thr11 chez l'homme, la souris et le rat, un marqueur épigénétique clé. Idéal pour la recherche sur la chromatine et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-Histone H3-T11
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A;
Espèce	Humain
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la T11 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace