


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Histone H3-T45 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0001924



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-Histone H3-T45 validé pour le Western blot, l'immunohistochimie, l'immunofluorescence et l'ELISA. Spécifique à l'humain, la souris, le rat et réactivité large prédite. Convient pour les études de modification des histones et de biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-Phospho-Histone H3-T45
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T45
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	H3
Identifiant du Gène	8290/8350
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la T45 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phospho-Spécifiques
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Moléculaire Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace