


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Histone H3-T6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0000928



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Histone H3-T6 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme prédite. Convient pour la recherche épigénétique sur la chromatine et les modifications des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin Phospho-Histone H3-T6
Remarques/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Phospho-Histone H3-T6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de la thréonine 6 de l'humain (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prévue)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Moléculaire Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace