


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Histone H3.3 (Ser31) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P84243

Numéro d'article: CM0000586



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin détectant l'Histone H3.3 phosphorylée au niveau du Ser31. Adapté pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Il soutient la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Histone H3.3-S31 mAb lapin
Remarques / Alias	H3-3A; H3.3B; H3F3B; BRYLIB2; Phospho-Histone H3.3-S31
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3021
ID du gène	3020
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour du S31 de l'Histone H3.3 humaine (P84243).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large spectre prédit)
SWISS	P84243
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace