


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Histone H3.3-T3 Pour Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0001484



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin détectant la Thr3 phosphorylée de l'histone H3.3 (UniProt P84243), validé pour WB et ELISA. Réagit croisée avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche épigénétique et les études sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Histone H3.3-T3 mAb Lapin
Remarques/Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Phospho-Histone H3.3-T3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du T3 de l'histone H3 humaine (P84243)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace