

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Hp1 Gamma/Cbx3-S83 Pour Wb, Elisa - Q13185

Numéro d'article: CM0000416



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la phospho-CBX3 endogène dans des échantillons humains et murins. Idéal pour les études sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83 Lapin pAb
Remarques/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Phospho-HP1 gamma/CBX3-S83
Espèce	Humain
ID de Gène	11335
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du S83 de l'HP1 gamma/CBX3 humain (NP_009207.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13185
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace