


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Hsf1-S307 Pour Wb, Elisa - Q00613

Numéro d'article: CM0000729



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique au phospho ciblant HSF1 au niveau de Ser307. Validé pour WB et ELISA, réagit avec HSF1 humain. Idéal pour l'étude de la réponse au choc thermique et des voies de signalisation du stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-HSF1-S307 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSTF1; Phospho-HSF1-S307
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3297
ID de Gène	3297
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S307 de HSF1 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q00613
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace