


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Hsl-S660 - Q05469

Numéro d'article: CM0000862



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant HSL phosphorylé au niveau de Ser660. Validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'homme et la souris. Détecte la lipase hormono-sensible impliquée dans le métabolisme lipidique et l'homéostasie énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HSL-S660 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSL ; LHS ; REH ; AOMS4 ; FPLD6 ; Phospho-HSL-S660
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3991
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de S660 de la LIPE humaine (NP_005348.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q05469
Poids de la protéine	117 kDa
Expédition	Sac de glace