


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Hsl-S853 Pour Wb - Q05469

Numéro d'article: CM0000652



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la HSL phosphorylée sur la sérine 853. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Essentiel pour l'étude de la lipolyse et des voies de signalisation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-HSL-S853
Remarques/Alias	HSL ; LHS ; REH ; AOMS4 ; FPLD6 ; Phospho-HSL-S853
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3991
GeneID	3991
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S853 de la HSL humaine (Q05469).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q05469
Poids protéique	117 kDa
Expédition	Sac de glace