


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Hsl (Ser660) Pour Wb - Q05469

Numéro d'article: CM0000814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Phospho-HSL (Ser660), validé pour Western blot. Détecte la phosphorylation de la lipase hormonosensible dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique, l'obésité et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HSL-S660 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSL; LHS; REH; AOMS4; FPLD6; Phospho-HSL-S660
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3991
GeneID	3991
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétisé dérivé de HSL humaine (Phospho-Ser660)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05469
Poids de la protéine	117kDa
Expédition	Sac de glace