


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1 (S15) Pour Wb, Ip, Elisa - P04792

Numéro d'article: CM0001473



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-HSP27/HSPB1 (S15) validé pour WB, IP, ELISA. Réagit avec la HSP27 humaine. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress, les chaperons et l'organisation de l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HSP27/HSPB1-S15 Lapin pAb
Remarques/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3315
GeneID	3315
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S15 de la HSP27/HSPB1 humaine (NP_001531.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04792
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace