


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1-S78 Pour Wb Et Elisa - P04792

Numéro d'article: CM0000934



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Phospho-HSP27/HSPB1-S78 validé pour WB et ELISA. Détecte spécifiquement l'HSPB1 humain phosphorylé au niveau de la sérine 78. Idéal pour la recherche sur les chaperonnes, la réponse au stress et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HSP27/HSPB1-S78 Lapin mAb
Remarques / Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S78
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3315
GeneID	3315
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de la serine 78 de l'HSPB1 humain (P04792)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04792
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant