


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Hsp27/Hspb1-S78 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P04792

Numéro d'article: CM0000501



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-HSP27/HSPB1-S78 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'HSPB1 humain phosphorylé au niveau de la Ser78. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress, la fonction chaperonne et l'organisation de l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-HSP27/HSPB1-S78 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S78
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3315
GeneID	3315
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04792
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace