

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Igf-I Récepteur B (Tyr1135/1136) / Récepteur B De L'insuline (Tyr1150/1151) Pour Wb Et Elisa - P06213/P08069

Numéro d'article: CM0000430



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin détectant l'IGF-I Récepteur β phosphorylé (Tyr1135/1136) et le Récepteur β de l'insuline (Tyr1150/1151). Adapté pour le Western blot et l'ELISA sur échantillons humains. Outil pour les études sur la signalisation insuline/IGF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-IGF-IRécepteur β (Tyr1135/1136)/InsulinRécepteur β (Tyr1150/1151) Rabbit pAb
Remarques/Alias	HHF5; CD220; IGFR; CD221; IGFR; JTK13; Phospho-IGF-IRécepteur β (Tyr1135/1136)/InsulinRécepteur β (Tyr1150/1151)
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3643/3480
GenelD	3643/3480
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du IRécepteur β (Tyr1135/1136)/InsulinRécepteur β (Tyr1150/1151) de l'IGF humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06213/P08069
Poids de la protéine	156 kDa
Expédition	Sac à glace