

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Igf1R (Y1280) Pour Wb - P08069

Numéro d'article: CM0001551



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la tyrosine 1280 phosphorylée de l'IGF1R humain. Validé pour le Western blot, idéal pour étudier la signalisation IGF1R dans la recherche sur le cancer et la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-IGF1R-Y1280 pAb de Lapin
Remarques/Alias	IGFR ; CD221 ; IGFIR ; JTK13 ; Phospho-IGF1R-Y1280
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	3480
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux résidus entourant Y1280 de l'IGF1R humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08069
Poids Moléculaire de la Protéine	155 kDa
Expédition	Sac de glace