

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Ikba (Ser32) Pour Wb, Elisa - P25963

Numéro d'article: CM0001535



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-IkBa (Ser32) validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'IkBa humain, murin et de rat. Détecte la phosphorylation au niveau de Ser32, critique pour l'activation de la voie de signalisation NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-IkBa-S32
Remarques/Alias	IKBA ; MAD-3 ; NFKBI ; EDAID2 ; Phospho-IkBa-S32
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4792
GeneID	4792
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S32 de l'IKB alpha humain (P25963).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25963
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace