

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ikba Phosphorylé (Ser36) Pour Wb Et Elisa - P25963

Numéro d'article: CM0001259



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phosphosite ciblant le IκBα humain phosphorylé sur la Ser36 pour les applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'analyse de la voie NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-IκBα-S36 Lapin pAb
Remarques/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IκBα-S36
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4792
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S36 du IκBα humain (NP_065390.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25963
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace