

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ikk α -S180 Pour Wb, Elisa - O15111

Numéro d'article: CM0001175



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'IKK α phosphorylé au niveau de Ser180. Validé pour Western blot et ELISA sur échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la voie de signalisation NF-kappa-B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-IKK α -S180 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; Phospho-IKK α -S180
Espèce	Humain
GeneID	1147
Immunogène	Peptide synthétique : Peptide phosphorylé synthétique autour de S180 de l'IKK α humain (NP_001269.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15111
Poids protéique	85kDa
Expédition	Sac de glace